

Stuhltest leicht gemacht


Der **immunologische Stuhltest (iFOBT)** erkennt schon winzige Blutmengen im Stuhl. Diese können ein frühes Warnzeichen für **Darmkrebs** sein. Darmkrebs ist im Frühstadium sehr gut heilbar. Darauf kommt es beim Stuhltest an:

Schritt 1

Toilettenschüssel mit Papier auslegen, bei Tiefspültoiletten **Stuhlfänger** auseinanderfalten und die Enden unter der Klobrille festklemmen.

Schritt 2

Dosierstab aus dem Probenröhrchen entnehmen.




Schritt 3

An **drei verschiedenen Stellen** Proben entnehmen. Wichtig: Die Rillen an der Spitze **vollständig** befüllen.



Schritt 4

Dosierstab **zurück** ins Probenröhrchen stecken und Deckel fest verschließen. Probenröhrchen **gut schütteln**. Danach nicht mehr öffnen!



Schritt 5

Probe spätestens **nach 24 Stunden** nach Entnahme zum Arzt bringen. Bis dahin **kühl** lagern.

